





**FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES**  
**\_C2ENRACAN v03 – ANTICORPS ANTINUCLÉAIRES**  
**(ACAN, DNA, SSN)**



**FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES**  
**\_C2ENRACAN v03 – ANTICORPS ANTINUCLÉAIRES**  
**(ACAN, DNA, SSN)**

### INFORMATIONS

- Prélever par ponction veineuse au pli du coude 1 tube sec avec ou sans gel
- Se référer si besoin au mode opératoire C2MOPSANG « Prélèvements sanguins » consultable sur le site internet myxlab.fr
- Identifier le tube avec le nom et prénom du patient, date et heure du prélèvement
- Compléter la fiche de renseignements cliniques et joindre la prescription
- Délai et température de conservation : 14 jours entre 2 et 8°C

IDENTIFIER LES TUBES (*nom, prénom, date et heure du prélèvement*).

COMPLÉTER LES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES + JOINDRE LA PRESCRIPTION.

### INFORMATIONS

- Prélever par ponction veineuse au pli du coude 1 tube sec avec ou sans gel
- Se référer si besoin au mode opératoire C2MOPSANG « Prélèvements sanguins » consultable sur le site internet myxlab.fr
- Identifier le tube avec le nom et prénom du patient, date et heure du prélèvement
- Compléter la fiche de renseignements cliniques et joindre la prescription
- Délai et température de conservation : 14 jours entre 2 et 8°C

IDENTIFIER LES TUBES (*nom, prénom, date et heure du prélèvement*).

COMPLÉTER LES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES + JOINDRE LA PRESCRIPTION.