



## Portée détaillée v.31 de l'attestation N° 8-3418

Detailed scope v.31 of the attestation N° 8-3418

Date de publication / Publish date: 31/03/2026

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

XLABS SELARL

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ACE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ACIDE FOLIQUE (FOLATES)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ACIDE URIQUE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode en point final minutée	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ACIDE URIQUE URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode en point final minutée	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ALBUMINE SERIQUE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode en point final (BCP)	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ALPHA FOETOPROTÉINE (AFP)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	AMYLASE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ANTIGÈNE CA 15-3	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ANTIGÈNE CA 19-9	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ANTIGÈNE CA 125	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	APOLIPOPROTEINE A1	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	APOLIPOPROTEINE B	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	BETA HCG	Sérum - Plasma	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 et n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	Arrêt sur DXI 880 n° série 601462 le 10/09/2025 Ajout sur DXI 9000 n° série 300606 le 20/10/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	BICARBONATES	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Technique enzymatique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	BILIRUBINE DIRECTE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode diazo à point final minutée	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	BILIRUBINE TOTALE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode diazo à point final minutée	D3MOAU	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	BNP	Plasma	Beckman Coulter DXI 880 n° série 601462 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	BÊTA 2 MICROGLOBULINE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode immunoturbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CALCIUM IONISE	Sang total	GEM 5000 Werfen n° série 20075291 Potentiométrie	D3MOGEM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CALCIURIE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Technique colorimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CALCÉMIE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Technique colorimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CHLORE	Plasma ou Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CHLORE URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CHOLESTEROL HDL	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode en point final minutée	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CHOLESTEROL TOTAL	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode en point final minutée	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CORTISOL	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CPK	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique enzymatique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CREATININE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode enzymatique	D3MOAU	08/07/2025 : passage de la méthode Méthode cinétique de Jaffé à la Méthode enzymatique
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CREATININE URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode enzymatique	D3MOAU	08/07/2025 : passage de la méthode Méthode cinétique de Jaffé à la Méthode enzymatique
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	CRP	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode immunoturbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ESTRADIOL	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Arrêt sur DXI 880 n° série 601462 le 10/09/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	F.S.H	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	FER	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode en point final minutée	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	FERRITINE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 et n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Ajout sur DXI 9000 n° série 300606 le 20/10/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	GAZ DU SANG	Sang total	GEM 5000 Werfen n° série 20075291 Potentiométrie	D3MOGEM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	GGT	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	GLYCEMIE	Plasma	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Technique enzymatique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	GLYCEMIE	LCR	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Technique enzymatique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	GLYCOSURIE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Technique enzymatique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HAPTOGLOBINE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Technique turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	IMMUNOGLOBULINES A	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	IMMUNOGLOBULINES G	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	IMMUNOGLOBULINES M	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	LACTATE	Sang total	GEM 5000 Werfen n° série 20075291 Potentiométrie	D3MOGEM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	LDH	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique enzymatique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	LH	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	Arrêt sur DXI 880 n° série 601462 le 10/09/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	LIPASE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Technique de Panteghini (cinétique)	D3MOAU	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	MAGNESIUM	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode à point final minutée (calmagite)	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	MAGNESIUM URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode à point final minutée (calmagite)	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	MICROALBUMINURIE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	NTpro BNP	Sérum ou Plasma	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 et n°de série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Ajout sur DXI 9000 n° série 300606 le 20/10/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	OROSOMUCOIDE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode immuno-turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PARATHORMONE INTACTE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PHOSPHATASES ALCALINES	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PHOSPHORE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode en point final	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PHOSPHORE URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode en point final	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PH SANGUIN	Sang total	GEM 5000 Werfen n° série 20075291 Potentiométrie	D3MOGEM	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	POTASSIUM	Plasma ou Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	POTASSIUM URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PROCALCITONINE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PROGESTÉRONE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Arrêt sur DXI 880 n° série 601462 le 10/09/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PROLACTINE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PROTEINES	LCR	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique au biuret	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PROTEINES URINAIRES	Urine	Beckman Coulter AU 5800 et AU 680 Méthode en point final (rouge pyrogallique et mobylate)	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PROTIDES TOTAUX	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique au biuret	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PRÉALBUMINE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode turbidimétrie	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PSA LIBRE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PSA TOTALE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 et n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Ajout sur DXI 9000 n° série 300606 le 20/10/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SATURATION DE LA SIDEROPHILINE (Transferrine)	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 Méthode turbidimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SODIUM	Plasma ou Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SODIUM URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Potentiométrie indirecte avec électrode spécifique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	T3Libre	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	T4Libre	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 et n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Ajout sur DXI 9000 n° série 300606 le 20/10/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TESTOSTERONEMIE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TGO (ASAT)	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TGP (ALAT)	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique colorimétrique	D3MOAU	

## BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TRIGLYCERIDES	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode à point final	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TROPONINE	Plasma - Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 et n° de série 300606 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	Ajout sur DXI 9000 n° série 300606 le 20/10/2025 Arrêt sur DXI 880 n° série 601462 le 23/10/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TSH	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 + n° de série 300606 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	Ajout sur DXI 9000 n° série 300606 le 20/10/2025
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	UREE	Sérum	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique UV	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	UREE URINAIRE	Urine	Beckman Coulter AU 5800 n° 2017023153 et AU 680 n°20170025424 Méthode cinétique UV	D3MOAU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	VITAMINE B12	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	VITAMINE D	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimioluminescente	D3MODXI9000	

## BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HÉMOGLOBINE GLYQUÉE	Sang total	Capillarys 3 n° série 1234 dosage par électrophorèse capillaire	D3MOCAPILFHB	

## BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ACETONE	Urine	Technique manuelle, bandelette urinaire ""Biolys""	D4MOBU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	COTININE	Urine	Technique manuelle qualitative immunochromatographique Fournisseur BIOSYNEX réf. 114001	D4MOCOTU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	DENSITE URINAIRE	Urine	Technique manuelle, bandelette urinaire ""Biolys""	D4MOBU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	DROGUES URINAIRES: Cannabis, Amphétamines, Méthamphétamines, Cocaïne, Méthadone, Opiacés.	Urine	Dosage immunologique par fluorescence Fournisseur: ALERE réf.: 94600EU	D3MOTRIAG	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	NITRITE URINAIRE	Urine	Technique manuelle, bandelette urinaire ""Biolys""	D4MOBU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PH URINAIRE	Urine	Technique manuelle, bandelette urinaire	D4MOBU	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	UROBILINE	Urine	Technique manuelle, bandelette urinaire ""Biolys""	D4MOBU	

## BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	FORMULE SANGUINE LEUCOCYTAIRE	Sang total	Technique manuelle microscopique optique. Microscopie numérique Cellavision DM1200 Beckman Coulteur n° série 1382	D4MOMGGS  D3MODM1200	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	NUMERATION FORMULE SANGUINE (globules blancs, globules rouges, hématocrites, hémoglobine, lymphocytes, monocytes, polynucléaires basophiles, polynucléaires eosinophiles, polynucléaires neutrophiles, réticulocytes, volume globulaire moyen, CCMH, TCMH)	Sang total	DXH 900 Beckman Coulter n° série BF40476 et BF40477 Impédancemétrie et cytométrie de flux	D3MODXH	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	NUMERATION PLAQUETTAIRE, volume plaquettaire moyen, IDP	Sang total	DXH 900 Beckman Coulter n° série BF40476 et BF40477 cytométrie de flux	D3MODXH	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	RETICULOCYTES	Sang total	DXH 900 Beckman Coulter n° série BF40476 et BF40477 cytométrie de flux	D3MODXH	

## BM HB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	VITESSE DE SEDIMENTATION	Sang total	Test 1 ALIFAX Beckman Coulter n°série: 2767 et 2768	D4MOALIF	

## BM HB08 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES	Selles	Technique manuelle ""ACTIM FECAL BLOOD - Fumouze Diagnostics""	D4MOSANGS	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	RECHERCHE DE SANG DANS LES URINES	Urine	Technique manuelle, bandelette urinaire ""Biolys""	D4MOBU	

## BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	D-DIMERES	Plasma	STAR Max 3 Diagnostica Stago n°série 4106 et 4174 technique immunoturbidimétrique	D3MOSTARM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	FIBRINOGENÈ	Plasma	STAR Max 3 Diagnostica Stago n°série 4106 et 4174 technique chronométrique	D3MOSTARM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	INR	Plasma	STAR Max 3 Diagnostica Stago n°série 4106 et 4174 technique chronométrique	D3MOSTARM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TAUX DE PROTHROMBINE	Plasma	STAR Max 3 Diagnostica Stago n°série 4106 et 4174 technique chronométrique	D3MOSTARM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN	Plasma	STAR Max 3 Diagnostica Stago n°série 4106 et 4174 technique chronométrique	D3MOSTARM	

## BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	GROUPE SANGUIN	Plasma	ERYTRA Grifols n° série 059-0001652 Agglutination sur support gel filtration	D3MOERYT	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Phénotype erythrocytaire	Plasma	ERYTRA Grifols n° série 059-0001652 Agglutination sur support gel filtration	D3MOERYT	

## BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	IDENTIFICATION D'AGGLUTININES IRREGULIERES (anti D)	Plasma	ERYTRA Grifols n° série 059-0001652 Agglutination sur support gel filtration	D3MOERYT	Retrait le 21/10/2025 (arrêt de l'analyse)
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	RECHERCHE D'AGGLUTININES IRREGULIERES A 37°C	Plasma	ERYTRA Grifols n° série 059-0001652 Agglutination sur support gel filtration	D3MOERYT	

## BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TEST DE COOMBS DIRECT (TCD) Antiglobulines polyvalentes + Antiglobulines spécifiques	Plasma	ERYTRA Grifols n° série 059-0001652 Agglutination sur support gel filtration	D3MOERYT	Retrait au 21/10/2025 (arrêt de l'analyse)

## BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITÉ

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE (SANG)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	ANTICORPS ANTI-THYROPEROXYDASE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300219 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	

## BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HEPATITE C : SEROLOGIE ( Ac totaux)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HIV SÉROLOGIE DÉPISTAGE	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HÉPATITE A: SEROLOGIE ANTICORPS TOTAUX	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HÉPATITE B: ANTICORPS ANTI-HBc TOTAUX	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HÉPATITE B: ANTICORPS ANTI-HBs	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HÉPATITE B: ANTIGÈNE HBs	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SERODIAGNOSTIC DE CYTOMEGALOVIRUS (IGG + IGM)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SERODIAGNOSTIC DE LA RUBEOLE (IGG)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SERODIAGNOSTIC DE LA SYPHILIS Test Tréponémique (Détection qualitative des anticorps totaux anti-Treponema pallidum)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Ajout le 09/02/2026
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SERODIAGNOSTIC DE LA TOXOPLASMOSE (IGG + IGM)	Sérum	Beckman Coulter DXI 9000 n° série 300606 Technique immunoenzymatique chimiluminescente	D3MODXI9000	Changement appareil le 09/02/2026

## BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Détection des toxines A et/ou B de Clostridium difficile	Selles	Technique manuelle, Dosage immunoenzymatique membranaire: recherche de l'antigène GDH de Clostridium difficile, recherche des toxines A et/ou B de Clostridium difficile.	D4MOCTOX	

## BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Détection de C. trachomatis, N. gonorrhoeae , M. genitalium , M. hominis , U. urealyticum , U. parvum , T. vaginalis par PCR multiplex	PRELEVEMENT VAGINAL, URINAIRE, URETRAL, CERVICAL, OCULAIRE, OROPHARYNGE, SPERME,ANORECTAL	NIMBUS n°série NMBSBD4092 Méthode automatisée	D3MONIMB	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Détection du génome des Papillomavirus à haut risque par PCR	PRELEVEMENT CERVICAL	NIMBUS n°série NMBSBD4092 Méthode automatisée	D3MONIMB	

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

<b>Site</b>	<b>Examen / analyse</b> <i>Examination / analysis</i>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique</b> <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	<b>Principe de la méthode</b> <i>Principle of the method</i>	<b>Référence de la méthode</b> <i>Reference of the method</i>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque</b> <i>Remarks</i>
-------------	--	--	---	--	--

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche, identification de germes bactériens, de cellules, de champignons et de levures.	LIQUIDE ARTICULAIRE,ASPIRATIO N BRONCHIQUE CATHÉTER, SELLES, URINES, EXPECTORATION, LIQUIDE DE LAME, LIQUIDE BRONCHO- ALVÉOLAIRE, LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN, LIQUIDES DIVERS, LIQUIDE D'ASCITE, LIQUIDE PLEURAL, LIQUIDE PERICARDIQUE, LIQUIDE HYDROCÈLE, LIQUIDE DE KYSTE, LIQUIDE PÉRITONEAL, LIQUIDE DE PRODUITS DE PARACENTÈSE, PRELEVEMENT OPHTALMIQUE (OEIL, CORNÉE), PRÉLÈVEMENT ORL ( OREILLE, GORGE, NASAL, LANGUE, BOUCHE, GENCVES, NARINES, FOSSES NASALES, SINUS), PRÉLÈVEMENT DE PEAU, PUS PROFOND, PUS CUTANÉ, PRÉLÈVEMENT URÉTRAL ( HOMME, FEMME), PRÉLÈVEMENT VAGINAL, PRÉLÈVEMENT VULVAIRE, LIQUIDE DE REDON, SPERME, MATÉRIELS ( VIS, ÉCROU, PLAQUES, POCHE DE SANG, CHAMBRE IMPLANTABLE),	Méthode manuelle de type qualitatif  Examen microscopique, avant culture et coloration (GRAM, MGG)  Equipemements utilisés :  - PREVICOLOR N°de série 29551111561(Biomérieux)  - AEROSPRAY N°de série 7151110520 (Elitech)	- Modes opératoires spécifiques par type de prélèvement (D4MO...)  - D3MOPREVI - D3MOAEROMGG - D4MOGRAM - D4MOMGG	Exclusion mycoses exotiques.

	BM MG07	MORCEAUX DE CHAIR, BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE			
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments <b>Examen / analyse</b> <i>Examination / analysis</i>	LIQUIDE <b>Nature de l'échantillon</b> <b>biologique/de la région</b> <b>anatomique</b> <b>Nature of the biological</b> <b>sample/of the anatomical</b> <b>region</b>	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif Examen direct microscopique, avec ou sans préparation <b>Principe de la méthode</b> <i>Principle of the method</i>	- Modes opératoires spécifiques par type de préparation (...) <b>Référence de la</b> <b>méthode</b> - <b>Reference of the</b> <b>method</b>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque</b> <i>Remarks</i>
		CÉPHALO-RACHIDIEN, , LIQUIDE D'ASCITE, LIQUIDE PLEURAL, LIQUIDE PERICARDIQUE, LIQUIDE HYDROCÈLE, LIQUIDE DE KYSTE, LIQUIDE PÉRITONEAL, LIQUIDE DE PRODUITS DE PARACENTÈSE, PRÉLÈVEMENT URÉTRAL ( HOMME, FEMME), PRÉLÈVEMENT VAGINAL, PRÉLÈVEMENT VULVAIRE, LIQUIDE DE REDON, SPERME, .			
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, germes bactériens et autres éléments	URINE	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif Principe général des techniques : - Cytométrie en flux, - Lecture optique - Analyse d'image Automates utilisés (Sysmex) : UF4000 N°de série 12655/11737 et 12653/11736	- D3MOUF4000	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche d'oeufs d'helminthe sur la marge de l'anus (Test de Graham / Scotch test)	Sphère anale	Technique manuelle, Examen microscopique (Scotch Test)	D4MOSCOTCH	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche de Malassezia sp. par examen direct	Prélèvement cutané (peau)	Technique manuelle, Examen morphologique direct microscopique par technique de la cellophane adhésive transparente (Scotch-test)	D4MOPITY	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche et identification de parasite (DEMODEX)	Cils, prélèvement cutané	Technique manuelle Examen morphologique direct microscopique à l'état frais	D4MODEMO	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche et identification de parasite (ECTOPARASITES, hors demodex et Gale)	Prélèvement cutané	Technique manuelle Examen morphologique direct macroscopique et/ou microscopique à l'état frais	D4MOECTO	

## BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche et identification de parasite (GALE)	Prélèvement cutané	Technique manuelle Examen morphologique direct macroscopique et/ou microscopique à l'état frais	D4MOGALE	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche et identification de parasite (HELMINTHES)	Selles et/ou sphère anale	Technique manuelle Examen morphologique direct macroscopique et/ou microscopique à l'état frais	D4MOVERS	

## BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HEMOCULTURE Recherche de bactéries	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité, Détection par mise en évidence d'une activité métabolique, Subcultures sur milieux appropriés avec identification bactérienne. Méthode automatisée (BACTEC FX200- Becton Dickinson).	D3MOFX200 D4MOHEMOC	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	HEMOCULTURE Recherche de levures	Sang	Culture microbiologique du sang avec incubation prolongée en bouillon agité, Détection par mise en évidence d'une activité métabolique, Subcultures sur milieux appropriés avec identification levurique. Méthode automatisée (BACTEC FX200- Becton Dickinson).	D3MOFX200 D4MOHEMOC	

## BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

<b>Site</b>	<b>Examen / analyse</b> <i>Examination / analysis</i>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique</b> <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	<b>Principe de la méthode</b> <i>Principle of the method</i>	<b>Référence de la méthode</b> <i>Reference of the method</i>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque</b> <i>Remarks</i>
-------------	--	--	---	--	--

## BM MG09 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux.	LIQUIDE ARTICULAIRE,ASPIRATIO N BRONCHIQUE CATHÉTER, SELLES, URINES, EXPECTORATION, LIQUIDE DE LAME, LIQUIDE BRONCHO- ALVÉOLAIRE, LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN, LIQUIDES DIVERS, LIQUIDE D'ASCITE, LIQUIDE PLEURAL, LIQUIDE PERICARDIQUE, LIQUIDE HYDROCÈLE, LIQUIDE DE KYSTE, LIQUIDE PÉRITONEAL, LIQUIDE DE PRODUITS DE PARACENTÈSE, PRELEVEMENT OPHTALMIQUE (OEIL, CORNÉE), PRÉLÈVEMENT ORL ( OREILLE, GORGE, NASAL, LANGUE, BOUCHE, GENCVES, NARINES, FOSSES NASALES, SINUS), PRÉLÈVEMENT DE PEAU, PUS PROFOND, PUS CUTANÉ, PRÉLÈVEMENT URÉTRAL ( HOMME, FEMME), PRÉLÈVEMENT VAGINAL, PRÉLÈVEMENT VULVAIRE, LIQUIDE DE REDON, SPERME, MATÉRIELS ( VIS, ÉCROU, PLAQUES, POCHE DE SANG, CHAMBRE IMPLANTABLE),	1- Mise en culture manuelle, incubation, lecture puis détermination phénotypique (Méthode automatisée Maldi-Tof- MALDI Biotyper Sirius One IVD n° série: 1890212.41659)  2- Examen morphologique direct macro et microscopique après culture, avec ou sans coloration. Méthode manuelle (kit Color Gram 2) ou automatisée (PREVI COLOR GRAM)	Modes opératoires spécifiques par type de prélèvement (D4MO...).  D4MOETAL D4MOGRAM D3MOPREVI D3MOMALDI	Exclusion champignons exotiques  Changement d'appareil le 18/02/2026: MALDI Biotyper Sirius One IVD n°série:1890212.41659

	BM MG09	MORCEAUX DE CHAIR, BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE			
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche et identification de filaments mycéliens, champignons filamenteux	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique</b> et section no- <b>Nature of the biological sample/of the anatomical region</b>	Technique manuelle, • Examen morphologique direct macroscopique après culture. • Examen microscopique après préparation : coloration au bleu de lactophéno- l; éclaircissement (potasse); culture associée Sabouraud-Gentamicine- Chloramphénicol et Sabouraud- Chloramphénicol-Actidione pour les champignons filamenteux, avec repiquage éventuel sur Gélose au Malt; technique du "drapeau" de Roth (bleu de lactophéno- l). Lecture puis détermination phénotypique (Méthode automatisée Maldi-Tof- MALDI Biotyper Sirius One IVD n° série: 1890212.41659)	Modes opératoires spécifiques par type de préparation (...) <b>Référence de la méthode</b> <b>Reference of the method</b> D4MOIDFIL1 D4MOIDFIL2 D4MOIDFIL3 D3MOMALDI	Exclusion champignons exotiques Changement d'appareil le 18/02/2026: MALDI <b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque</b> <b>Remarks</b>
Site	Examen / analyse Examination / analysis				
		bronchique), échantillons oculaires, ORL			

## BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

<b>Site</b>	<b>Examen / analyse</b> <i>Examination / analysis</i>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique</b> <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	<b>Principe de la méthode</b> <i>Principle of the method</i>	<b>Référence de la méthode</b> <i>Reference of the method</i>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque</b> <i>Remarks</i>
-------------	--	--	---	--	--

## BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques et de levures	Colonie(s) présente(nt) après ensemencement de l'échantillon biologique de la région anatomique: LIQUIDE ARTICULAIRE,ASPIRATIO N BRONCHIQUE CATHÉTER, SELLES, URINES, EXPECTORATION, LIQUIDE, LIQUIDE DE LAME, LIQUIDE BRONCHO-ALVÉOLAIRE, LIQUIDE CÉPHALO- RACHIDIEN, LIQUIDES DIVERS, LIQUIDE D'ASCITE, LIQUIDE PLEURAL, LIQUIDE PERICARDIQUE, LIQUIDE HYDROCÈLE, LIQUIDE DE KYTE, LIQUIDE PÉRITONEAL, LIQUIDE DE PRODUITS DE PARACENTÈSE, PRELEVEMENT OPHTALMIQUE (OEIL, CORNÉE), PRÉLÈVEMENT ORL ( OREILLE, GORGE, NASAL, LANGUE, BOUCHE, GENCVES, NARINES, FOSSES NASALES, SINUS), PRÉLÈVEMENT DE PEAU, PUS PROFOND, PUS CUTANÉ, PRÉLÈVEMENT URÉTRAL ( HOMME, FEMME), PRÉLÈVEMENT VAGINAL, PRÉLÈVEMENT VULVAIRE, LIQUIDE DE	1- Mise en culture manuelle, incubation, lecture  2- Examen morphologique direct macro et microscopique après culture avec ou sans coloration.  3- Détermination phénotypique, après culture - Principe général des techniques : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie), - Spectrométrie de masse  Méthode automatisée de type qualitatif. Automates utilisés (Biomérieux) : - VITEK 2 N°de série VTK2 3723 - VITEK 2 XL N°de série VTK2XL2350 - MALDI Biotyper Sirius One IVD n°série:1890212.41659  Méthode complémentaire: Méthode manuelle de type qualitatif (oxydase, catalase)	Modes opératoires spécifiques par type de prélèvement (D4MO...)  D3MOVITEK D3MOMALDI D4MOIDATB	Exclusions: - Bordetellose - Legionellose - Leptospirose - E. coli K1et entérohémorragique - Helicobacter Pilori - Bartonellose - Dyphtérie - Vibrio cholerae - Nocardia  Changement d'appareil le 18/02/2026: MALDI Biotyper Sirius One IVD n°série:1890212.41659

	BM MG11	REDON, SPERME, BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE PLAQUES, POCHE DE			
Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Recherche et identification des MYCOPLASMES UROGENITAUX	PRELEVEMENT ENDOCOL ET URETRAL	METHODE MANUELLE TECHNIQUE COLORIMÉTRIQUE LECTURE VISUELLE	D4MON	

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

<b>Site</b>	<b>Examen / analyse</b> <i>Examination / analysis</i>	<b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique</b> <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	<b>Principe de la méthode</b> <i>Principle of the method</i>	<b>Référence de la méthode</b> <i>Reference of the method</i>	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque</b> <i>Remarks</i>
-------------	--	--	---	--	--

## BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Détermination de la sensibilité aux antifongiques	LIQUIDE ARTICULAIRE,ASPIRATIO N BRONCHIQUE CATHÉTER, SELLES, URINES, EXPECTORATION, LIQUIDE GASTRIQUE, LIQUIDE DE LAME, LIQUIDE BRONCHO- ALVÉOLAIRE, LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN, LOCHIES, LIQUIDES DIVERS, LIQUIDE D'ASCITE, LIQUIDE PLEURAL, LIQUIDE PERICARDIQUE, LIQUIDE HYDROCÈLE, LIQUIDE DE KYTE, LIQUIDE PÉRITONEAL, LIQUIDE DE PRODUITS DE PARACENTÈSE, PRELEVEMENT OPHTALMIQUE (OEIL, CORNÉ)E, PRÉLÈVEMENT ORL ( OREILLE, GORGE, NASAL, LANGUE, BOUCHE, GENCIVES, NARINES, FOSSES NASALES, SINUS), PRÉLÈVEMENT DE PEAU, PLACENTA, PUS PROFOND, PUS CUTANÉ, PRÉLÈVEMENT URÉTRAL ( HOMME, FEMME), PRÉLÈVEMENT VAGINAL, PRÉLÈVEMENT VULVAIRE, LIQUIDE DE REDON, SPERME, MATÉRIELS ( VIS, ÉCROU, PLAQUES, POCHE	Inhibition de croissance fongique en milieu liquide en présence de différentes concentrations d'antifongiques, après incubation. Détermination des CMI et par comparaison avec les seuils cliniques de sensibilité déterminés par le CLSI, rendu d'un résultat en catégories cliniques Sensible, Intermédiaire, ou Résistant.  Méthode automatisée : VITEK 2 / VITEK 2 XL	Modes opératoires spécifiques par type de prélèvement (D4MO...)  D3MOVITEK	

	BM MG12	DE SANG, CHAMBRE BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE			
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE Site	Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques <b>Examen / analyse</b> <i>Examination / analysis</i> Type : Antibiotogramme par diffusion, détermination des CMI des antibiotiques Détection des mécanismes de résistance	MORCEAUX DE CHAIR, <b>Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique</b> <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif <b>Principe de la méthode</b> <i>Principle of the method</i> Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s), après incubation	<b>Référence de la méthode</b> <i>Reference of the method</i> Méthode de type de préférence de la méthode	<b>Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque</b> <i>Remarks</i>
		EXPECTORATION, LIQUIDE GASTRIQUE, LIQUIDE DE LAME, LIQUIDE BRONCHO-ALVÉOLAIRE, LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN, LOCHIES, LIQUIDES DIVERS, LIQUIDE D'ASCITE, LIQUIDE PLEURAL, LIQUIDE PERICARDIQUE, LIQUIDE HYDROCÈLE, LIQUIDE DE KYSTE, LIQUIDE PÉRITONEAL, LIQUIDE DE PRODUITS DE PARACENTÈSE, PRELEVEMENT OPHTALMIQUE (OEIL, CORNÉE), PRÉLÈVEMENT ORL ( OREILLE, GORGE, NASAL, LANGUE, BOUCHE, GENCVES, NARINES, FOSSES NASALES, SINUS), PRÉLÈVEMENT DE PEAU, PLACENTA, PUS PROFOND, PUS CUTANÉ, PRÉLÈVEMENT URÉTRAL ( HOMME, FEMME), PRÉLÈVEMENT VAGINAL, PRÉLÈVEMENT VULVAIRE, LIQUIDE DE REDON, SPERME, MATÉRIELS ( VIS, ÉCROU, PLAQUES, POCHE DE SANG, CHAMBRE IMPLANTABLE), MORCEAUX DE CHAIR, OS.	Automates utilisés ( Biomérieux ) : - VITEK 2 N°de série VTK2 3723 - VITEK 2 XL N°de série VTK2XL2350 Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé. Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques après incubation.  Automates utilisés (I2A): SIRscan LYNX N° série: 223ALYNX00042  Détection des mécanismes de résistance (colorimétrie)	D3MOVITEK D3MOLYNX	

## BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SPERMOGRAMME Mobilité	SPERME	Technique manuelle microscopique	D4MOSPERM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SPERMOGRAMME Numération	SPERME	Technique manuelle Microscopie	D4MOSPERM	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	TEST DE MIGRATION	SPERME	Technique manuelle Microscopie	FPMAMOMIG	

## BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE FONTENAY	SPERMOGRAMME Mobilité	SPERME	Technique manuelle microscopique	D4MOSPERM	
LABORATOIRE DE FONTENAY	SPERMOGRAMME Numération	SPERME	Technique manuelle Microscopie	D4MOSPERM	

## BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SPERMOGRAMME Leucoscreen	SPERME	Technique manuelle microscopique		
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	SPERMOGRAMME Vitalité	SPERME	Technique manuelle Microscopique	D4MOSPERM	

## BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE FONTENAY	SPERMOCYTOGRAMME	SPERME	Technique manuelle microscopie	D4MOSPERM	
LABORATOIRE DE FONTENAY	SPERMOGRAMME Vitalité	SPERME	Technique manuelle microscopique	D4MOSPERM	

## BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP

Site	Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	PREPARATION DE SPERME EN VUE D'UNE IAC	SPERME	Préparation manuelle	FPMAMOIAC	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE BEAUPREAU EN MAUGES	au sein du laboratoire au domicile des patients services de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE BEAUPREAU EN MAUGES	au sein du laboratoire au domicile des patients	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE BEAUPREAU EN MAUGES	au sein du laboratoire au domicile des patients	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE BEAUPREAU EN MAUGES	au sein du laboratoire au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE BEAUPREAU EN MAUGES	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE BRESSUIRE	au sein du laboratoire au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE BRESSUIRE	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE BRESSUIRE	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE BRESSUIRE	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE BRESSUIRE	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET CENTRE	au sein du laboratoire au domicile des patients services de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE CHOLET CENTRE	au sein du laboratoire au domicile des patients services de soins	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE CHOLET CENTRE	au sein du laboratoire au domicile des patients services de soins	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE CHOLET CENTRE	au sein du laboratoire au domicile des patients services de soins	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE CHOLET CENTRE	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et <i>Remarque Remarks</i>
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Au sein du laboratoire Au domicile des patients Services de soins	Liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr) _C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Au sein du laboratoire Au domicile des patients Services de soins	Muqueuses: nez, gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr) _C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Au sein du laboratoire Au domicile des patients services de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr) _C2MOPSANG _C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE CHOLET POLYCLINIQUE	Au sein du laboratoire Au domicile des patients Services de soins	Peau et Phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr) _C2MOPBAC	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE FONTENAY	au sein du laboratoire au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE FONTENAY	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE FONTENAY	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE FONTENAY	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE FONTENAY	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE LA CRECHE	au sein du laboratoire au domicile des patient	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE LA CRECHE	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE LA CRECHE	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE LA CRECHE	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE LA CRECHE	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE LA TRANCHE SUR MER	au sein du laboratoire au domicile des patient	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE LA TRANCHE SUR MER	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE LA TRANCHE SUR MER	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE LA TRANCHE SUR MER	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE LA TRANCHE SUR MER	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE MAULEON	au sein du laboratoire au domicile des patient	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE MAULEON	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE MAULEON	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE MAULEON	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE MAULEON	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE NIORT	au domicile des patient au sein du laboratoire services de soins	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE NIORT	au sein du laboratoire services de soins	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE NIORT	au sein du laboratoire services de soins	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE NIORT	au sein du laboratoire services de soins	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE NIORT	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE SAINT-MACAIRES EN MAUGES	au sein du laboratoire au domicile des patient	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE SAINT-MACAIRES EN MAUGES	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE SAINT-MACAIRES EN MAUGES	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE SAINT-MACAIRES EN MAUGES	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE SAINT-MACAIRES EN MAUGES	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DE ST JEAN DE MONTS	au sein du laboratoire au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DE ST JEAN DE MONTS	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE ST JEAN DE MONTS	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE ST JEAN DE MONTS	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DE ST JEAN DE MONTS	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE DES SABLES D'OLONNE	au sein du laboratoire au domicile des patients	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE DES SABLES D'OLONNE	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DES SABLES D'OLONNE	au sein du laboratoire au domicile des patients	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DES SABLES D'OLONNE	au sein du laboratoire au domicile des patients	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE DES SABLES D'OLONNE	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.myxlabmyxlab.FR.fr)	

## BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / PHASES PRÉ- ET POSTANALYTIQUES

Site	Lieu de réalisation des opérations <i>Location of operations</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LABORATOIRE D'OLONNE SUR MER	au sein du laboratoire au domicile des patient	Sang	Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPSANG / C2MOHEMOC	
LABORATOIRE D'OLONNE SUR MER	au sein du laboratoire	liquide ou produit biologique	Prélèvement de liquides et de produits biologiques (ponction, écoulement, sondage,...)	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE D'OLONNE SUR MER	au sein du laboratoire	Muqueuses: nez , gorge, oreille, langue, bouche, vagin, urètre, anus	Prélèvement aseptique à différents niveau des muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE D'OLONNE SUR MER	au sein du laboratoire	Peau et phanères	Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques.	Manuel de prélèvement (www.myxlab.fr) C2MOPBAC	
LABORATOIRE D'OLONNE SUR MER	au sein du laboratoire	Air expiré	(Helikit)	Manuel de prélèvement (www.xlabs.fr)	